

Prodotto	<u>VASSOI DA LABORATORIO IN POLIETILENE SENZA GRIGLIA 20 L</u>		
Codice	410 004 325-326-327-328-329-330-331-332		
Foto prodotto			
Descrizione	Vassoio in polietilene con griglia e comparto antisversamento. Sistema funzionale per lo spostamento in sicurezza dei prodotti, inoltre la griglia non permette il contatto tra confezione e sostanza sversata. Ideale per l'utilizzo in laboratorio in presenza di sostanze pericolose.		
Caratteristiche tecniche	CODICE	DESCRIZIONE	VOLUME DI RACCOLTA
	410 004 325	Vassoio da laboratorio in polietilene con griglia 445 x 415 x h 45 mm	5 L
	410 004 326	Vassoio da laboratorio in polietilene con griglia 635 x 410 x h 50 mm	8 L
	410 004 327	Vassoio da laboratorio in polietilene con griglia 445 x 415 x h 90 mm	10 L
	410 004 328	Vassoio da laboratorio in polietilene con griglia 640 x 410 x h 115 mm	20 L
	410 004 329	Vassoio da laboratorio in polietilene con griglia 640 x 410 x h 165 mm	30 L
	410 004 330	Vassoio da laboratorio in polietilene con griglia 640 x 410 x h 220 mm	40 L
	410 004 331	Vassoio da laboratorio in polietilene con griglia 805 x 640 x h 150 mm	60 L
	410 004 332	Vassoio da laboratorio in polietilene con griglia 1200 x 640 x h 160 mm	90 L
Elenco componenti	Nr. 1 vassoio da laboratorio		
Montaggio e modalità di utilizzo	-		

Manutenzione	Si raccomanda, dopo un eventuale sversamento, di svuotare il vassoio e di pulire bene eventuali tracce (sia dalla vasca e dalla griglia che dai contenitori) residue di sostanza con prodotti idonei.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica
Note	